## PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DEL TEST DE HIDRÓGENO ESPIRADO PARA INTOLERANCIA A SORBITOL

- 1. Destapar un tubo rotulado previamente con la palabra BASAL y colocar la pajita hasta el fondo del mismo. El paciente soplará lentamente, a través de la pajita, hasta que aparezca condensación del aliento en las paredes del tubo. Continuar soplando a la vez que se va retirando la pajita del interior del tubo. Tapar rápidamente.
- 2. Administrar la solución de 5 g. de SORBITOL.
- 3. Esperar media hora y repetir la misma operación en un segundo tubo identificado como muestra 30 min.
- 4. Repetir la misma operación a los 60, 90, 120, 150, 180 y 210 min.

Durante la realización de la prueba el paciente debe permanecer en reposo relativo, sin poder comer, fumar ni dormirse. Agua si puede tomar.

Los tubos se deben conservar a temperatura ambiente hasta su envío al laboratorio de referencia.

Las pruebas de malabsorción pueden tener una duración de hasta 4 horas.

An age of photos-